

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hidroklorik Asit Çözeltisi 0,1 Molar (0,1 Normal)

Katalog Numarası

3214

Adı

Hidroklorik Asit Çözeltisi 0,1 Molar (0,1 Normal)

Lot Numarası

2998

Üretim Tarihi:

02.12.2013

Son Kullanma Tarihi:

02.12.2015

Kullanım Amacı

Volümetrik çözelti.

Özellikler

Hali: Sıvı.

Suda çözünme: Çözünür.

Görünüm: Berrak, temiz.

Renk: Renksiz. Koku: Kokusuz.

Spesifik dansite: 1,00 g/ml.

HS No: 2806-10-00. Titrasyon faktörü (20 C): 1,000. Sapma oranı: % +/- 0,2. Kontrol: Sodyum karbonat standart çözeltisi. TS 545 standardına uygundur. NIST standartlarına uygun kimyasal maddelerle kontrol edilmiştir.

İçerik Bilgileri

İçerik: Hidroklorik asit 0,1 mol/l, distile su. Prezervatif içermez.

Kullanım Süresi

Ürünün 5-15 °C koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Saklama Sıcaklığı

5/15 °C

Ambalaj Şekli

HDPE şişe

Hacmi

1000 ml