

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sodyum Sitrat Çözeltisi, 0,15 Molar (% 3,8 a/h)

Katalog Numarası

3404

Lot no

7162

Üretim Tarihi:

28.01.2015

Son Kullanma Tarihi:

28.01.2017

Adı

Sodyum Sitrat Çözeltisi, 0,15 Molar (% 3,8 a/h)

Kullanım Amacı

Analitik çalışmalar.

Özellikler

Hali: Sıvı.

Suda çözünme: Çözünür.

Görünüş: Berrak, temiz.

Renk: Renksiz.

Koku: Kokusuz.

İçerik Bilgileri

Trisodyum sitrat 0,15 mol/l, sodyum iyodoasetat, distile su.

Kullanım Süresi

Ürünün 15-25 °C koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Saklama Sıcaklığı

5/25 °C

Ambalaj Şekli

HDPE şişe

Hacmi

500 ml

Şirketimizde ;

ISO 9001:2008(Kalite Yönetim Sistemi)

ISO 13485:2003 (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi)

CLSI (Klinik ve Laboratuvar Standartları Kurumu) 2004; M22-A3 standartları uygulanmaktadır.