

ANALİZ SERTİFİKASI

Ürün bilgileri

Markası ve modeli	GBL®
Adı	Rosachrom Staphylococcus Aureus Selektif Agar
Katalog numarası	0723
Parti numarası	A3807
Üretim tarihi	02.02.2017
Son kullanma tarihi	02.06.2017
Rapor tarihi	03.02.2017
Depolama sıcaklığı	2-8 °C

Fiziksel özellikler

	Teorik sonuçlar	Netice
Ambalaj tipi	90 mm Petri Kutusu	Uygun
Hacim	18 +/- 0,5 ml	18,0 ml
Final pH, yüzeyde	7,4 +/- 0,2	7,411
Görünüm	Opak	Uygun
Renk	Pembe	Uygun
Sterilite testi (37 C derecede ve aerop ortamda 48 saat)	Gelişme yok	Gelişme yok
Sterilite testi (Oda sıcaklığında ve aerop ortamda 48 saat)	Gelişme yok	Gelişme yok
Sterilite testi (30 C derecede ve aerop ortamda 48 saat)	Gelişme yok	Gelişme yok

Mikrobiyoloji

İnkübasyon süresi / sıcaklığı

- Aerobik inkübasyon
- 18-24 saat, 35 °C

Kontrol Organizmaları	Suş no	% Geri Kazanım	Netice
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	>= 70 %	80 %, yeşil koloniler.
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538	>= 70 %	80 %, yeşil koloniler.
<i>Eschericia coli</i>	ATCC 25922	0 %	0 %
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	0 %	0 %

Sadece laboratuvar kullanımı içindir	
Şirkete özgü	Ürüne özgü
ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi)	ISO 9308-1:2014 (Escherichia coli ve koliform bakterilerin sayımı) standartlarına, EPA, AOAC yönergelerine uygundur.
ISO 13485:2003 (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi)	
CLSI (Klinik ve Laboratuvar Standartları Kurumu) 2004; M22-A3.	
TS EN ISO 2014; 11133-Besiyeri üretim ve hazırlama kılavuzu standardı.	

Üreten: İmes Sanayi Sitesi C Blok 305 Sokak No:16
Posta Kodu: 34766 Esenşehir Ümraniye- İstanbul/
TÜRKİYE
Telefon: +90 (216) 364 15 00
Faks: +90 (216) 314 15 69
Mail: info@gbl.com.tr


GBL®
Ercan ÖZDEN
Biyolog

Kalite Kontrol Sorumlusu

Ürün lot numaraları ile analiz belgelerine ulaşabilirsiniz;
www.gbl.com.tr