

## ANALİZ SERTİFİKASI

### Ürün Bilgileri

Markası	GBL®
Adı	Triptik Soya Agar
REF No	0961
LOT No	B8797
Sipariş No	420961120020
Üretim Tarihi	18.02.2021
Son Kullanma Tarihi	18.06.2021
Rapor Tarihi	23.02.2021
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	2/8° C (4 ay kullanım süresi)

### Fiziksel Özellikler

	Teorik Sonuç	Sonuç
Petri Tipi	90 mm	90 mm
Hacim	20 mL	20 mL
Final pH	7,3 ± 0,2	7,308
Renk	Açık amber	Uygun
Görünüm	Hafif opak	Uygun

### Mikrobiyolojik Özellikler

Sterilite Testi	Teorik Sonuç	Sonuç
Sterilite testi (37°C'de ve aerobik ortamda 5 gün)	Üreme yok	Üreme yok
Sterilite testi (Oda sıcaklığında ve aerobik ortamda 5 gün)	Üreme yok	Üreme yok
Sterilite testi (30 °C'de ve aerobik ortamda 5 gün)	Üreme yok	Üreme yok

**İnkübasyon Süresi/Sıcaklığı:** 18-24 saat / 30-35 °C (Bakteri) - 5 gün / 30-35 °C (Fungi)

\*aerobik inkübasyon

Kalite Kontrol Organizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Üreme iyi	Üreme iyi
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Üreme iyi	Üreme iyi

*Sadece laboratuvar kullanımı içindir. Firmamızda tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 ve ISO 22716:2007 (GMP) standartları kullanılmaktadır.*

Kalite Kontrol Sorumlusu

